

Soporte de rotor oscilante para centrifuga 4*500 ml

Código: B2-01-010416-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R01	Soporte de rotor oscilante	4*500 ml	/	/	/
R01	Taza colgante	4*500 ml	/	/	/
R01	Adaptador	4*250 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*2*100 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*100 ml(▲)	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*100 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*3*50 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*2*50 ml	4000	3023	/
R01	Adaptador	4*50 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*9*15 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*8*15 ml(▲)	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*8*15 ml	4000	2808	/
R01	Adaptador	4*12*10 ml	4000	3184	/
R01	Adaptador	Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml	4000	2808	48*2 ml
R01	Rack de tubos	4*16*10 ml	4000	2810	/
R01	Rack de tubos	Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml	4000	3139	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm)	4000	3032	96*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm)	4000	3032	96*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm)	4000	3050	80*2 ml
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml	4000	2585	/
R01	Rack de tubos	Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm)	4000	3050	/
R01	Rack de tubos	4*25*1,5 ml	4000	2808	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)