

Soporte de rotor oscilante para centrifuga 4*2*100 ml

Código: B2-01-010416-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R03	Soporte de rotor oscilante	Soporte SUS304	/	/	/
R03	Cesta colgante	4*2*100 ml	4000	3175	/
R03	Cesta colgante	4*1*100 ml	4000	3007	/
R03	Cesta colgante	4*2*50 ml	4000	3022	50 ml(▲), 15 ml(●)
R03	Cesta colgante	4*1*50 ml	4000	2846	50 ml(▲), 15 ml(●)
R03	Cesta colgante	4*8*15 ml	4000	3030	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*6*15 ml	4000	2705	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*4*15 ml	4000	2705	Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, 5 ml, 2 ml (L75)
R03	Cesta colgante	4*8*10 ml	4000	3030	/
R03	Cesta colgante	4*6*10 ml	4000	2705	/
R03	Cesta colgante	4*4*10 ml	4000	2705	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)