

Rotor angular para centrifuga 4*50 ml

Código: B2-01-010416-R11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R11	Rotor angular	4*50 ml	5000	3400	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)