



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Rotor angular para centrifuga 4\*100 ml

**Código:** B2-01-010416-R13

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor         | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|-----|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| R13 | Rotor angular | 4*100 ml  | 4000                   | 2100          | /         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)