

Rotor angular 4 x 100 ml para centrifuga de mesa de baja velocidad

Código: B2-01-010374-R11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R11
Rotor	Rotor angular
Capacidad	4*100ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	2100

Aplicaciones

1. Rotor capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process per run with the rotor capacity.

- **Capacity:** 4*100ml

2. Centrifuge compatibility

Confirm that the maximum speed and maximum relative centrifugal force of the rotor suit your laboratory protocols and the centrifuge where it will be used.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)