

## Rotor angular 12 x 10 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad refrigerada

**Código:** B2-01-010376-R06

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Angle Rotor

### Especificaciones técnicas

| Especificación                         | -R06          |
|----------------------------------------|---------------|
| Tipo de rotor                          | Rotor angular |
| Velocidad máxima (rpm)                 | 12500         |
| Fuerza centrífuga relativa máxima (xg) | 16060         |
| Capacidad                              | 12*10ml       |
| Dimensiones del tubo (mm)              | Φ16*85        |

### Aplicaciones

#### 1. Confirm the tubes you will use

Compare the capacity and tube size of the rotor with the tubes used in your laboratory.

- **Capacity:** 12\*10ml
- **Dimension of Tube (mm):** Φ16\*85

#### 2. Check the speed limits

Check that the maximum speed and centrifugal force of the rotor cover the separation protocol for your samples.

- **Max Speed(rpm):** 12500
- **Max RCF(xg):** 16060

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)