

Rotor para microplacas 2 x 2 x 48 pozos para centrifuga de mesa de alta velocidad refrigerada

Código: B2-01-010376-R11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microplate

Especificaciones técnicas

Especificación	-R11
Tipo de rotor	Microplaca
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	2000
Capacidad	2*2*48well
Dimensiones del tubo (mm)	Microplaca

Aplicaciones

1. Confirm the plates you will use

Compare the capacity of the rotor with the format and number of microplates processed in your laboratory.

- **Capacity:** 2*2*48well

2. Check the speed limits

Check that the maximum speed and centrifugal force of the rotor cover the protocol for your samples.

- **Max Speed(rpm):** 4000
- **Max RCF(xg):** 2000

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)