

Rotor oscilante para centrifuga 4*24*7/5ml

Código: B2-01-010377-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R07	Rotor oscilante	4000	3040	4*24*7/5ml	Φ13*110

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)