

## Rotor de microplacas para centrifuga 2\*2\*48 pozos

**Código:** B2-01-010377-R08

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Especificaciones técnicas

| No. | Rotor                | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Capacidad    | Dimensión del tubo (mm) |
|-----|----------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| R08 | Rotor de microplacas | 4000                   | 2300          | 2*2*48 pozos | Microplaca              |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)