

Rotor para centrifuga 6*50ml

Código: B2-01-010382-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R08
Velocidad máxima	20500rpm
RCF máximo	29200×g
Capacidad máxima	12*10ml
Precisión de velocidad	±1 % o ±20 rpm
Rango de temporización	1s~999min
Ruido	≤65dB
Consumo	600W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	490*350*280mm
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	550*410*340mm
Peso neto	25kg
Peso bruto	27kg
N.º	Rotor
N.º 1	Rotor angular
N.º 2	12*1.5/2ml
N.º 3	24*1.5/2ml
N.º 4	30*1.5/2ml
N.º 5	48*1.5/2ml
N.º 6	12*10ml
N.º 7	6*50ml
N.º 8	6*50ml(▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)