

Rotor oscilante de destapado automatico 4 x 12 x 5 ml para centrifuga refrigerada de baja velocidad

Código: B2-01-010393-R06

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Auto Uncap Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R06
Rotor	Rotor oscilante de destapado automático
Capacidad	4*12*5ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3580
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the quantity and volume of the tubes you will process with the capacity of the rotor.

- **Capacity:** 4*12*5ml

2. Check compatibility

Check that the rotor type matches your centrifuge and the cap type of your tubes.

- **Rotor:** Auto Uncap Swing Rotor

3. Review the operating conditions

Confirm that the maximum speed and centrifugal force fit your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 3580

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)