



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor para centrifuga 30*5/7ml

Código: B2-01-010400-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Adaptador
R02	30*5/7ml	4000	2039	Tubo de extracción de sangre al vacío de 2/3/4 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)