

Rotor para centrifuga 6*10ml

Código: B2-01-010400-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Adaptador
R03	6*10ml	4000	1880	Tubo de extracción de sangre al vacío de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)