



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Rotor para centrifuga 8\*20ml

**Código:** B2-01-010400-R07

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Adaptador                    |
|-----|-----------|------------------------|---------------|------------------------------|
| R07 | 8*20ml    | 4000                   | 1840          | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)