

Rotor para centrifuga 12 * 20 ml

Código: B2-01-010400-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Adaptador
R08	12 * 20 ml	4000	2250	15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)