

Rotor angular para centrifuga 32*1,5/2,0 ml

Código: B2-01-010406-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R03	Rotor angular	14000	22350	32*1,5/2,0 ml	Φ10*42

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)