

Rotor angular 6 x 50 ml, tubo de 29 x 106 mm, para centrifuga de mesa refrigerada de alta velocidad

Código: B2-01-010406-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R07
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	13000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	17760
Capacidad	6*50ml(●)
Dimensiones del tubo (mm)	Φ29*106

Aplicaciones

1. Capacity and tubes

Compare the rotor capacity with the number and volume of tubes you need to process.

- **Capacity:** 6*50ml(●)

2. Working speed

Confirm that the maximum speed and maximum relative centrifugal force cover the separation protocol for your sample.

- **Max. Speed(rpm):** 13000
- **RCF (xg):** 17760

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)