



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 6*50ml

Código: B2-01-010406-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R08	Rotor angular	13000	17760	6*50ml(▲)	Φ29*116

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)