

Rotor angular para centrifuga 4 x 100 ml

Código: B2-01-010406-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (xg)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R09	Rotor angular	11000	12850	4 x 100 ml	Φ38*119

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)