

Rotor angular 18 x 10 ml para centrifuga de mesa de baja velocidad

Código: B2-01-010411-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	18*10ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3516
Adaptadores	18*5ml

Aplicaciones

1. Confirm the tubes you will centrifuge

Compare the rotor capacity with the type and volume of tube used in your laboratory.

- **Capacity:** 18*10ml

Check whether the rotor requires adapters to hold smaller tubes.

- **Adapter:** 18*5ml

2. Check the speed of your protocol

Confirm that the maximum speed and centrifugal force cover what your method requires.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3516

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)