

Rotor angular 48 x 0.5 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010415-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	13000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	14740
Capacidad	48*0.5ml
Dimensiones del tubo (mm)	Ø8*32

Aplicaciones

1. Confirm the speed you need

Compare the speed and centrifugal force your method requires with those of the rotor.

- **Max. Speed(rpm):** 13000
- **RCF(xg):** 14740

2. Check compatibility with your tubes

Verify that the rotor capacity and tube format match those used in your laboratory.

- **Capacity:** 48*0.5ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)