



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Microplaca para centrifuga pozo 2*2*48

Código: B2-01-010415-R11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R11	Microplaca	4000	2300	pozo 2*2*48	Microplaca

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)