

Rotor oscilante para centrifuga B2-01-010420

Código: B2-01-010420-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R13
Capacidad máx.	12×10 ml
Velocidad máx.	16000 rpm
RCF máx.	21695×g
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min/Continuo/Giro breve
Precisión de velocidad	±20 rpm
Ruido	≤62 dB
Consumo	500 W
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 60 Hz
Dimensiones externas (L×A×H)	340×450×310 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×H)	456×566×440 mm
Peso neto	29 kg
Peso bruto	34 kg (220 V), 39 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotor
16M0003	Rotor angular
16M0004	12×10/15 ml (baja velocidad)
16M0005	12×10 ml (alta velocidad)
16M0006	12×1,5/2 ml
16M0007	18×1,5/2 ml
16M0008	24×1,5/2 ml
16M0009	10×5 ml
16M0085	40×0,2 ml
16M0086	24×0,5 ml
16M0087	30×0,5 ml
16M0088	40×0,5 ml
16M0089	4×8×0,2 ml PCR
16M0020	Rotor oscilante

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)