

Rotor para centrifuga 12*7/5ml (Φ10~13*65~100 mm)

Código: B2-01-010426-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Velocidad máx.	4000 r/min
RCF máx.	2000 ×g
Capacidad máx.	12*7 ml
Rango del temporizador	1 s~999 min
Ruido	≤55 dB(A)
Consumo	200 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (L × A × H)	480*358*270 mm
Dimensiones del embalaje (L × A × H)	610 * 500 * 500 mm
Peso neto	16 kg
Peso bruto	20 kg
Rotor	Velocidad máx.
Rotor de limpieza de eritrocitos/SERO	3000 rpm
Rotor de limpieza de linfocitos/HLA	4000 rpm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)