

Rotor angular para centrifuga 12*15 ml

Código: B2-01-010430-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	4000rpm - 24 tarjetas - 1s~99min - modelo -R05
Velocidad máxima	4000rpm
RCF máximo	2039×g
Capacidad máxima	24 tarjetas
Rango de tiempo	1s~99min
Precisión de velocidad	±10rpm
Ruido	≤65dB
Consumo	150W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz o 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (LxA×H)	360*445*278mm
Dimensiones del embalaje (LxA×H)	476*566*436mm
Peso neto	22kg
Peso bruto	26kg
N.º	Tipo de rotores
4M0011	Rotor para tarjetas de gel
4M0012	24 tarjetas
4M0016	Rotor angular
4M0017	30*5/7ml
4M0004	12*15ml
4M0020	Rotor para capilares

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)