

Rotor angular para centrifuga 48 * 0,5 ml

Código: B2-01-010434-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R01	Rotor angular	14500	14926	48 * 0,5 ml	Ø8*32

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)