

Rotor angular para centrifuga 48*2,0/1,5 ml

Código: B2-01-010434-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R05	Rotor angular	13000	18040	48*2,0/1,5 ml	Φ10*42

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)