



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Rotor angular para centrifuga 12\*10ml

**Código:** B2-01-010434-R07

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor         | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Capacidad | Dimensión del tubo (mm) |
|-----|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| R07 | Rotor angular | 14000                  | 20160         | 12*10ml   | Φ16*87                  |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)