

Rotor angular para centrifuga 6*50ml(●)

Código: B2-01-010434-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R09	Rotor angular	13000	18327	6*50ml(●)	Φ29*106

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)