

## Rotor angular para centrifuga 48 \* 0,5 ml

**Código:** B2-01-010437-R05

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| No. | Rotor         | Velocidad máxima (rpm) | FCR máx. (×g) | Capacidad   | Dimensión del tubo (mm) |
|-----|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| R05 | Rotor angular | 13500                  | 12830         | 48 * 0,5 ml | Ø8*32                   |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)