

Rotor para centrifuga 12*(0,2~1,5) ml

Código: B2-01-012271-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Velocidad máxima	4040rpm
RCF máximo	2147×g
Capacidad máxima	12*15ml
Precisión de velocidad	±10rpm(±1%)
Rango de temporización	1s~99min
Ruido	≤62dB
Consumo	150W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz o 110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L×A×H)	340*430*278mm
Dimensiones del embalaje (L×A×H)	476*566*436mm
Peso neto	20kg
Peso bruto	24kg
Tipo de rotores	Capacidad
Rotor de lavado de linfocitos HLA 4M0015	12*(0,2~1,5)ml
Rotor de lavado de eritrocitos SERO	12*7/5ml(φ10~13*65 ~100mm)
Rotor angular 4M0008	12*10ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)