

Rotor para centrifuga 12*7/5 ml ($\phi 10 \sim 13 \times 65 \sim 100$ mm)

Código: B2-01-012271-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R05
Velocidad máx.	4040 rpm
RCF máx.	2147×g
Capacidad máx.	12×15 ml
Precisión de velocidad	±10 rpm (±1%)
Rango de tiempo	1 s~99 min
Ruido	≤62 dB
Consumo	150 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz o 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L×A×H)	340×430×278 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×H)	476×566×436 mm
Peso neto	20 kg
Peso bruto	24 kg
Tipo de rotores	Capacidad
Rotor de lavado de linfocitos HLA 4M0015	12×(0,2~1,5) ml
Rotor de lavado de glóbulos rojos SERO	12×7/5 ml ($\phi 10 \sim 13 \times 65 \sim 100$ mm)
Rotor angular 4M0008	12×10 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)