

Rotor para centrifuga 12 x 10 ml

Código: B2-01-012271-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	-R07
Velocidad máx.	4040 rpm
FCF máx.	2147×g
Capacidad máx.	12*15 ml
Precisión de velocidad	±10 rpm (±1%)
Rango de temporización	1 s~99 min
Ruido	≤62 dB
Consumo	150 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz o 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	340*430*278 mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	476*566*436 mm
Peso neto	20 kg
Peso bruto	24 kg
Tipo de rotores	Capacidad
Rotor para lavado de linfocitos HLA 4M0015	12*(0,2~1,5) ml
Rotor para lavado de glóbulos rojos SERO	12*7/5 ml (φ10~13*65 ~100 mm)
Rotor angular 4M0008	12*10 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)