

Rotor angular para centrifuga 12*2,0/1,5 ml

Código: B2-01-012469-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R01	Rotor angular	16500	18400	12*2,0/1,5 ml	ø10*42

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)