



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 8*15ml

Código: B2-01-012469-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R09	Rotor angular	12000	15370	8*15ml(▲)	φ17*121

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)