



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Rotor angular para centrifuga 4 x 100 ml

Código: B2-01-012469-R10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Velocidad máxima (rpm)	FCR máx. (×g)	Capacidad	Dimensión del tubo (mm)
R10	Rotor angular	10000	10620	4 x 100 ml	φ38*119

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)