

Rotor angular para centrifuga 12*10ml

Código: B2-01-012470-R06

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	16000rpm - 12*10ml - ±20rpm - modelo -R06
Velocidad máxima	16000rpm
RCF máximo	20878×g
Capacidad máxima	12*10ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de temporización	1s~99min
Ruido	≤65dB
Consumo	500W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); CA 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (A*P*H)	465*305*305mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	610*520*400mm
Peso neto	30kg
Peso bruto	40kg
N.º	Rotor
N.º 1	Rotor angular
N.º 2	12*1.5/2ml
N.º 3	24*1.5/2ml
N.º 4	10*5ml
N.º 5	6*10ml
N.º 6	12*10ml
N.º 7	4*8PCR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)