

Rotor angular 4 x 8 PCR para centrifuga de mesa de alta velocidad, 13000 rpm

Código: B2-01-012470-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R07
Rotor	Rotor angular
Capacidad	4*8PCR
Velocidad máxima (rpm)	13000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	10407
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Rotor capacity

Compare the number of PCR strips or tubes you need to process per run with the rotor capacity and check its maximum speed.

- **Max Speed (rpm):** 13000

2. Centrifuge compatibility

Confirm that the maximum speed and maximum relative centrifugal force of the rotor suit your laboratory protocols and the centrifuge where it will be used.

- **Max Speed (rpm):** 13000
- **Max RCF (xg):** 10407

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)