

Rotor angular para centrifuga 30*1,5/2 ml

Código: B2-01-012471-R06

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R06	Rotor angular	30*1,5/2 ml	13500	18950	30 * 0,5 ml 30*0,2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)