

Rotor angular para centrifuga 48*1,5/2 ml

Código: B2-01-012471-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R07	Rotor angular	48*1,5/2 ml	11000	12720	48 * 0,5 ml, 48*0,2 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)