

Rotor angular para centrifuga 6*100ml

Código: B2-01-012471-R13

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R13	Rotor angular	6*100ml	8000	7283	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)