

Rotor angular para centrifuga 18*1,5/2 ml

Código: B2-01-010384-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	18*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	18000
FCR máxima (xg)	27167
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 18*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 18000
- **Max. RCF(xg):** 27167

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)