

Rotor angular para centrifuga 24*1,5/2 ml

Código: B2-01-010384-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	24*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	16000
FCR máxima (xg)	25759
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 24*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16000
- **Max. RCF(xg):** 25759

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)