

Rotor angular para centrifuga 36*1,5/2 ml

Código: B2-01-010384-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	36*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	13500
FCR máxima (xg)	19159
Adaptadores	0.2ml, 0.5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 36*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 13500
- **Max. RCF(xg):** 19159

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)