

Rotor angular para centrifuga 10*5 ml

Código: B2-01-010384-R10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R10
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	10*5ml
Velocidad máxima (rpm)	16000
FCR máxima (xg)	20035
Adaptadores	1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 10*5ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16000
- **Max. RCF(xg):** 20035

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)