

Rotor angular para centrifuga 8*15 ml (▲/●)

Código: B2-01-010384-R14

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R14
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	8*15ml(▲/●)
Velocidad máxima (rpm)	12000
FCR máxima (×g)	15294
Adaptadores	15ml(▲)→5ml(▲)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 8*15ml(▲/●)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 12000
- **Max. RCF(×g):** 15294

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)