

Rotor angular para centrifuga 6*100 ml(▲/●)

Código: B2-01-010384-R19

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R19
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	6*100ml(▲/●)
Velocidad máxima (rpm)	10000
FCR máxima (xg)	13975
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 6*100ml(▲/●)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 10000
- **Max. RCF(xg):** 13975

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)