

Rotor oscilante para centrifuga Tubo de recoleccion de sangre de 96 x 2/3/4/5/7 ml

Código: B2-01-010384-R24

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R24
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	96*2/3/4/5/7ml tubo de recolección de sangre
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	3104
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 96*2/3/4/5/7ml blood collection tube

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 3104

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)