

Rotor oscilante 36 x 10 ml para centrifuga de mesa refrigerada de alta velocidad

Código: B2-01-010384-R28

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R28
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	36*10ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	2862
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity and the tubes

Compare the number and volume of tubes you process per run with the volume of the rotor.

- **Volume:** 36*10ml

2. Check the speed and compatibility

Check that the maximum speed and relative centrifugal force of the rotor cover what your separation protocol requires.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2862

Confirm that the rotor type matches the centrifuge you have and your separation method.

- **Rotor Type:** Swing Rotor

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)