

## Rotor oscilante para centrifuga 4\*50 ml

**Código:** B2-01-010384-R29

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Swing Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R29                                    |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de rotor          | Rotor oscilante                         |
| Volumen                | 4*50ml                                  |
| Velocidad máxima (rpm) | 5500                                    |
| FCR máxima (xg)        | 5597                                    |
| Adaptadores            | 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 4\*50ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 5500
- **Max. RCF(xg):** 5597

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)